


F





F



Brilonderdelen

- F 2 Overzicht neuspads
- F 14 Tips & tricks: siliconenpads Minifits
- F 16 Tips & tricks: padsteunen
- F 17 Padsteunen
- F 19 Plakpads, padplaatjes
- F 20 Tips & tricks: zelfklevende neuspadkussen
- F 22 Overzicht schroeven en moeren
- F 34 Tips & tricks: 4-in-1-schroeven
- F 50 Ringen en hulzen
- F 54 Scharnieren
- F 58 Overzicht oortips en veren
- F 66 Tips & tricks: kruloortips
- F 71 Krimpkous
- F 72 Lange oortips
- F 73 Veren
- F 78 Onderdelen voor glasbrillen
- F 80 Inlegrand
- F 81 Nylordraad
- F 82 Oefenmateriaal

Het B & S neuspadassortiment:

- Uitgebreide keuze
- Voor alle toepassingen
- Snel vinden voor eenvoudig bestellen



3 stappen bij bestelling

1. Selecteer het materiaal (inhoud rechts)
2. Selecteer grootte en vorm
3. Selecteer type montage

Montagesystemen



Klikstelsysteem



Schroefstelsysteem

Handig om te weten

f&w &  De pictogrammen garanderen:

- Hoogwaardige basismaterialen
- Maximale duurzaamheid en optische transparantie
- Kleurecht
- Geen vliesvorming



f&w Made in Germany Premium neuspads bieden u:

- PVC pads zonder ftalaathoudende weekmakers
- Ontbreken van spuitpunten voor beter draagcomfort
- Afgeronde kanten
- Hoge dimensionale nauwkeurigheid en hoge kwaliteit van de samengestelde materialen
- Gecertificeerd volgens ISO 9001

Gemakkelijk te vinden in één oogopslag

	Siliconenpads ▪ Rond en classic ▪ Symmetrisch ▪ Extra dun, symmetrisch	F 4 F 4–F 5 F 5
	Siliconenpads en PVC pads, halfhard ▪ Zadelpads ▪ „Systeem 3” ▪ Air Titanium en Minimal Art ▪ Primadonna systeem	F 6 F 6 F 7 F 7
	PVC pads, halfhard ▪ Met kunststofkern ▪ Met metaalkern	F 8 F 9
	Kunststof pads, hard ▪ Extra dun ▪ Met kunststofkern	F 10 F 10
	Comfortpads ▪ Air Active ▪ Biofeel	F 11 F 11
	Speciale pads, anti-allergisch ▪ Glas ▪ Titanium	F 12 F 12
	Speciale pads en neusbruggen ▪ Pads voor Ray Ban monturen ▪ Pads, specifieke modellen ▪ ic! berlin neuspads ▪ Siliconen neusbruggen	F 13 F 15 F 15 F 15
	Padsteunen ▪ Voor kunststof monturen ▪ Voor metalen monturen ▪ Speciale padsteunen	F 17–F 18 F 18 F 19
	Neuspadvkussen ▪ Schuimrubber ▪ Siliconen	F 19 F 20–F 21
	Assortiments ▪ Siliconenpad assortiment ▪ Onderdelenset voor Ray Ban monturen	F 5 F 13



Siliconenpads



Klikpads rond en classic



9,0 mm

f&w

0278 09

20 stuks

0278 09-50

50 stuks

0278 09-100

100 stuks

0278 09-200

200 stuks



15,0 mm

f&w

0216 15

10 paar

0216 15-25

25 paar

0216 15-50

50 paar

0216 15-100

100 paar

0216 15-250

250 paar



17,0 mm

f&w

0216 17

10 paar

0216 17-25

25 paar

0216 17-50

50 paar

0216 17-100

100 paar

0216 17-250

250 paar



19,0 mm

f&w

0216 19

10 paar

0216 19-25

25 paar

0216 19-50

50 paar

0216 19-100

100 paar

0216 19-250

250 paar



Klikpads symmetrisch



10,0 mm

f&w

0227 10

20 stuks

0227 10-50

50 stuks

0227 10-100

100 stuks

0227 10-200

200 stuks



10,0 mm



0237 10

20 stuks



13,0 mm

f&w

0227 13

20 stuks

0227 13-50

50 stuks

0227 13-100

100 stuks

0227 13-200

200 stuks



Schroefpads rond en classic



9,0 mm

f&w

0288 09

20 stuks

0288 09-50

50 stuks

0288 09-100

100 stuks

0288 09-200

200 stuks



15,0 mm

f&w

0226 15

10 paar

0226 15-25

25 paar

0226 15-50

50 paar

0226 15-100

100 paar

0226 15-250

250 paar



17,0 mm

f&w

0226 17

10 paar

0226 17-25

25 paar

0226 17-50

50 paar

0226 17-100

100 paar

0226 17-250

250 paar



19,0 mm

f&w

0226 19

10 paar

0226 19-25

25 paar

0226 19-50

50 paar

0226 19-100

100 paar

0226 19-250

250 paar



Schroefpads symmetrisch



10,0 mm

f&w

0228 10

20 stuks

0228 10-50

50 stuks

0228 10-100

100 stuks

0228 10-200

200 stuks



10,0 mm



0238 10

20 stuks



13,0 mm

f&w

0228 13

20 stuks

0228 13-50

50 stuks

0228 13-100

100 stuks

0228 13-200

200 stuks



Siliconenpads

 Klikpads symmetrisch			
 14,5 mm	f&w	0227 15	20 stuks
		0227 15-50	50 stuks
		0227 15-100	100 stuks
		0227 15-200	200 stuks
 16,0 mm	f&w	0227 16	20 stuks
		0227 16-50	50 stuks
		0227 16-100	100 stuks
		0227 16-200	200 stuks
 18,0 mm	f&w	0227 18	20 stuks
		0227 18-100	100 stuks
		0227 18-200	200 stuks

 Schroefpads symmetrisch			
 14,5 mm	f&w	0228 15	20 stuks
		0228 15-50	50 stuks
		0228 15-100	100 stuks
		0228 15-200	200 stuks
 16,0 mm	f&w	0228 16	20 stuks
		0228 16-50	50 stuks
		0228 16-100	100 stuks
		0228 16-200	200 stuks
 18,0 mm	f&w	0228 18	20 stuks
		0228 18-100	100 stuks
		0228 18-200	200 stuks

 Klikpads symmetrisch, extra dun			
 9,0 mm		0219 09	20 stuks
		0219 09-50	50 stuks
		0219 09-100	100 stuks
 13,0 mm		0219 13	20 stuks
		0219 13-50	50 stuks
		0219 13-100	100 stuks
 15,0 mm		0219 15	20 stuks
		0219 15-50	50 stuks
		0219 15-100	100 stuks

 Schroefpads symmetrisch, extra dun			
 9,0 mm		0229 09	20 stuks
		0229 09-50	50 stuks
		0229 09-100	100 stuks
 13,0 mm		0229 13	20 stuks
		0229 13-50	50 stuks
		0229 13-100	100 stuks
 15,0 mm		0229 15	20 stuks
		0229 15-50	50 stuks
		0229 15-100	100 stuks

Siliconenpad assortiment

In de klapbox Nr. 1458 20.

Inhoud: 12 soorten van de meest gangbare siliconen pads en neusbruggen, totaal 152 stuks
Wijzigingen voorbehouden.

0200 10  210 g


 Onze onderdelenboxen vindt u op pagina G 14 en G 15.




Siliconenpads en PVC pads, halfhard




Siliconen zadelpads klik




f&w 0225 12 3 stuks
0225 12-9 9 stuks




f&w 0225 16 3 stuks
0225 16-9 9 stuks



f&w 0225 18 3 stuks
0225 18-9 9 stuks



f&w 0225 20 3 stuks
0225 20-9 9 stuks



f&w 0225 22 3 stuks
0225 22-9 9 stuks

„Systeem 3” Siliconen



f&w 0279 11 20 stuks



f&w 0279 13 20 stuks



f&w 0279 21 20 stuks



f&w 0279 31 20 stuks



f&w 0279 41 20 stuks




f&w 0279 51 10 paar
wigvormig




Siliconen zadelpads schroef




f&w 0235 12 3 stuks
0235 12-9 9 stuks



f&w 0235 16 3 stuks
0235 16-9 9 stuks



f&w 0235 18 3 stuks
0235 18-9 9 stuks



f&w 0235 20 3 stuks
0235 20-9 9 stuks



f&w 0235 22 3 stuks
0235 22-9 9 stuks

„Systeem 3” TPE (thermoplastische elastomeer)



f&w 0274 11 20 stuks

„Systeem 3 Dash M” Siliconen



f&w 0276 11 20 stuks



f&w 0277 11 20 stuks

Met gemoderniseerde, flexibeler steun voor een beter draagcomfort.



De passende padsteunen vindt u op pagina F 19 bij Nr. 0276 01.

Siliconenpads en PVC pads, halfhard

Air Titanium en Minimal Art Siliconen

 8,0 mm	f&w	0279 08	20 stuks
		0279 08-100	100 stuks
 9,0 mm	f&w	0279 09	20 stuks
		0279 09-100	100 stuks
 9,5 mm	f&w	0279 10	20 stuks
		0279 10-100	100 stuks
		Hogere stabiliteit door ingezette kunststof stift.	
 12,0 mm	f&w	0279 12	20 stuks
			
 15,5 mm	f&w	0279 15	20 stuks
			
 11,0 mm		0270 11	10 paar
			

Air Titanium en Minimal Art PVC

 9,5 mm	f&w	0271 09	20 stuks
			
 11,5 mm	f&w	0271 11	20 stuks
			



Primadonna systeem Siliconen

 9,0 mm	f&w	0280 09	20 stuks
			
 13,0 mm	f&w	0212 13	20 stuks
		0212 13-100	100 stuks
 14,5 mm	f&w	0212 15	10 paar
		0212 15-50	50 paar
 17,0 mm	f&w	0212 17	10 paar
		0212 17-50	50 paar

Primadonna systeem PVC

 13,0 mm	f&w	0213 13	20 stuks
		0213 13-100	100 stuks
 14,5 mm	f&w	0213 15	10 paar
		0213 15-50	50 paar
 17,0 mm	f&w	0213 17	10 paar
		0213 17-50	50 paar

PVC pads, halfhard, met kunststofkern



Transparant, kliksysteem

 9,0 mm	f&w	0272 09	20 stuks
		0272 09-100	100 stuks
		0272 09-200	200 stuks
 13,0 mm	f&w	0272 13	20 stuks
		0272 13-100	100 stuks
		0272 13-200	200 stuks
 14,5 mm	f&w	0272 15	10 paar
		0272 15-50	50 paar
		0272 15-100	100 paar
 17,0 mm	f&w	0272 17	10 paar
		0272 17-50	50 paar
		0272 17-100	100 paar



Transparant, schroefstelsysteem

 9,0 mm	f&w	0273 09	20 stuks
		0273 09-100	100 stuks
		0273 09-200	200 stuks
 13,0 mm	f&w	0273 13	20 stuks
		0273 13-100	100 stuks
		0273 13-200	200 stuks
 14,5 mm	f&w	0273 15	10 paar
		0273 15-50	50 paar
		0273 15-100	100 paar
 17,0 mm	f&w	0273 17	10 paar
		0273 17-50	50 paar
		0273 17-100	100 paar



Transparant, kliksysteem, dunne uitvoering 1,5 mm

 11,0 mm	f&w	0284 11	20 stuks
 12,5 mm	f&w	0284 13	20 stuks
 14,5 mm	f&w	0284 15	10 paar



Transparant, schroefstelsysteem, dunne uitvoering 1,5 mm

 11,0 mm	f&w	0285 11	20 stuks
 12,5 mm	f&w	0285 13	20 stuks
 14,5 mm	f&w	0285 15	10 paar



PVC pads, halfhard, met metaalkern



Transparant, zilver, kliksysteem



12,0 mm

0230 12

20 stuks



15,0 mm

0230 15

20 stuks



17,5 mm

0230 17

20 stuks



Transparant, zilver, schroefstelsysteem



12,0 mm

0255 12

20 stuks



15,0 mm

0255 15

20 stuks



17,5 mm

0255 17

20 stuks



Transparant, goud, kliksysteem



12,0 mm

0231 12

20 stuks



15,0 mm

0231 15

20 stuks



17,5 mm

0231 17

20 stuks



Transparant, goud, schroefstelsysteem



12,0 mm

0256 12

20 stuks



15,0 mm

0256 15

20 stuks



17,5 mm

0256 17

20 stuks



Kunststof pads, hard



Extra dun, bijzonder transparante, lichte uitvoering, kliksysteem



0253 07

20 stuks

7,5 mm



0253 22

20 stuks

12,0 mm



Extra dun, bijzonder transparante, lichte uitvoering, schroefstelsysteem



0254 07

20 stuks

7,5 mm



0254 22

20 stuks

12,0 mm



Bijzonder transparante, lichte uitvoering, kliksysteem



f&w

0253 09

20 stuks

9,0 mm



f&w

0253 12

20 stuks

13,0 mm



Bijzonder transparante, lichte uitvoering, schroefstelsysteem



f&w

0254 09

20 stuks

9,0 mm



f&w

0254 12

20 stuks

13,0 mm



Transparant met kunststofkern, kliksysteem



f&w

0223 13

20 stuks

13,0 mm



0223 13-100

100 stuks



f&w

0223 15

10 paar

14,5 mm

0223 15-50

50 paar



f&w

0223 18

10 paar

17,5 mm

0223 18-50

50 paar



f&w

0223 19

10 paar

19,0 mm

0223 19-50

50 paar



Transparant met kunststofkern, schroefstelsysteem



f&w

0224 13

20 stuks

13,0 mm



0224 13-100

100 stuks



f&w

0224 15

10 paar

14,5 mm

0224 15-50

50 paar



f&w

0224 18

10 paar

17,5 mm

0224 18-50

50 paar



f&w

0224 19

10 paar

19,0 mm

0224 19-50

50 paar



Comfortpads



Air Active Pads

zijn gemaakt van extreem flexibel siliconen materiaal en bieden een **verhoogd draagcomfort door een lucht-kussen**. Drukpunten worden vermeden.



Air Active Pads, symmetrisch, kliksysteem			
	f&w	0296 13	10 stuks
13,0 mm		met kunststofkern	
	f&w	0296 15	10 stuks
14,5 mm		met kunststofkern	
	f&w	0296 17	10 stuks
17,0 mm		met kunststofkern	

Air Active Pads, symmetrisch, schroefstelsysteem			
	f&w	0297 11	10 stuks
11,0 mm			
	f&w	0297 15	10 stuks
14,5 mm			
	f&w	0297 17	10 stuks
17,0 mm			
	f&w	0297 25	10 stuks
14,5 mm		met kunststofkern	

„System 3 AirTec“

	f&w	0298 11	10 stuks
11,0 mm			

„System 3 AirTec“

	f&w	0298 12	10 stuks
11,9 mm			



Biofeel Pads

zijn gemaakt van flexibel siliconen materiaal en bieden een **verhoogd draagcomfort door een gelkussen**. Drukpunten worden vermeden.



Biofeel Pads, kliksysteem			
		0214 01	2 paar
12,5 mm			
		0214 10	10 paar
12,5 mm			

Biofeel Pads, schroefstelsysteem			
		0211 01	2 paar
12,5 mm			
		0211 10	10 paar
12,5 mm			



Speciale pads



Glas, allergievrij, kliksysteem



0248 09

10 stuks

9,0 mm



0248 13

10 stuks

13,0 mm



0248 15

10 stuks

15,0 mm



Glas, allergievrij, schroefstelsysteem



0249 09

10 stuks

9,0 mm



0249 13

10 stuks

13,0 mm



0249 15

10 stuks

15,0 mm



Titanium, allergievrij, kliksysteem



f&w

0257 08

4 stuks

8,0 mm

0257 08-10

10 stuks



Gepolijst



f&w

0203 01

4 stuks

13,0 mm

Gepolijst



f&w

0203 02

4 stuks

13,0 mm

Gematteerd



Titanium, allergievrij, schroefstelsysteem



f&w

0258 08

4 stuks

8,0 mm

0258 08-10

10 stuks



Gepolijst



f&w

0204 01

4 stuks

13,0 mm

Gepolijst



f&w

0204 02

4 stuks

13,0 mm

Gematteerd



Siliconen met titanium kern, allergievrij, schroefstelsysteem



0259 01

4 stuks

13,0 mm



Polymeer, kliksysteem



0268 13

10 stuks

13,0 mm



Polymeer, schroefstelsysteem



0269 13

10 stuks

13,0 mm



Pads voor Ray Ban monturen

  15,0 mm	0243 02	10 stuks
	Soft-PVC	Ray Ban (B&L)
  15,0 mm	0243 03	10 stuks
	Soft-PVC	Ray Ban (B&L)
  15,0 mm	 0243 12	10 stuks
	Siliconen	Ray Ban (B&L)
  15,0 mm	 0243 13	10 stuks
	Siliconen	Ray Ban (B&L)



De passende padsteunen vindt u op pagina F 19 bij Nr. 0299 01 en 0299 02.



Onderdelenset voor Ray Ban monturen

Omvat de passende PVC-neuspads, neuspadssteunen, veren, scharnier- en bakschroeven voor de meest voorkomende Ray Ban monturen.

0243 50

 17,5 x 2,5 x 10,5 cm





Siliconenpads Minifits

Anti-slip kunststof monturen

Siliconenpads Minifits

Bestelnr. 0232 00, 10

Liniaal

Bestelnr. 2320 01

Universele stift

Bestelnr. 2623 01

Gereedschaphouder

Bestelnr. 2062 00

Spiraalboren, HSS

Bestelnr. 2032 16



ca. 15 minuten


Zo werkt het

Markeren




1

Gat 1 boren



2

Gat 2 boren




3

Minifits monteren



4

Klaar



5



Speciale pads en neusbruggen


Pads, specifieke modellen

 7,0 mm		0201 07	20 stuks
		PVC	Insteken
			
 12,0 mm	f&w	0232 10	10 stuks
		Siliconen	Minifit
			
 13,0 mm		0201 13	10 stuks
		Siliconen	Verticaal insteken
			
 16,0 mm	f&w	0232 00	10 stuks
		Siliconen	Minifit
			
 19,0 mm		0277 01	3 paar
		Siliconen	Verticaal insteken
			


ic! berlin neuspads

 14,0 mm	f&w	0264 01	4 stuks
		Thermo-plastische elastomeer	Verticaal insteken
			
 14,0 mm	f&w	0264 02	4 stuks
		Thermo-plastische elastomeer	Verticaal insteken
			
 14,0 mm	f&w	0264 03	4 stuks
		Thermo-plastische elastomeer	Verticaal insteken
			

Siliconen neusbruggen, klein

 14,9 mm	f&w	0241 01	3 stuks
		Goud kern, voor metalen monturen	
			
 14,9 mm	f&w	0241 02	3 stuks
		Goud kern, voor kunststof monturen	
			
 14,9 mm	f&w	0241 10	3 stuks
		Zilver kern, voor metalen monturen	
			

Siliconen neusbruggen, groot

 16,9 mm	f&w	0242 01	3 stuks
		Goud kern, voor metalen monturen	
			
 16,9 mm	f&w	0242 02	3 stuks
		Goud kern, voor kunststof monturen	
			
 16,9 mm	f&w	0242 10	3 stuks
		Zilver kern, voor metalen monturen	
			





Padsteunen voor kunststof monturen

Past altijd!

Montageset

Bestelnr. 0304 50

of per stuk:

Padsteunen, beta-titanium

Bestelnr. 0304 01, 02, 03, 04, 11, 21

Bestelnr. 0305 01, 03, 11, 21

Montagewerktuig

Bestelnr. 0304 00

Spiraalboren, HSS

Bestelnr. 2032 15

Kunststof pad

Bestelnr. 0227 10, 0228 10

Padschroeven

Bestelnr. 0896 00

Gereedschaphouder

Bestelnr. 2068 00

Staalfrees

Bestelnr. 2240 41

Universele stift

Bestelnr. 2623 01



15 minuten

Zo werkt het

Frezen



1

Polijsten



2

Markeren



3

Boren



4

Inspannen



5

Inzetten



6

Bevestigen



7

Klaar



8



Padsteunen voor kunststof monturen

- Eenvoudiger anatomisch aanpassen
- Verbeterd draagcomfort
- Titanium of kunststof uitvoering

Markeerhulp „APP”

De Accurate Point Positioner werd ontwikkeld om een precieze en exacte boorpunt positie van de kunststof en Beta titanium padsteunen Nr. 0303 . ., 0304 . ., en 0305 . . te garanderen.

Met deze hulp bent u altijd zeker van exact horizontale boringen.



0303 10

Montageset padsteunen Beta titanium

- **Inhoud:** Gereedschap voor padsteunen, 8 verschillende padsteunen (elk 2 paar per kleur, resp. maat), passende boor (Nr. 2032 15) en neuspads (Nr. 0227 10 en 0228 10) en padschroeven (Nr. 0896 00)
- In handige box



0304 50  105 x 23,5 x 178 mm

Beta titanium

- Montage d.m.v. éénpunts systeem
- Kleine boring voldoende
- Montage slechts door insteekverbinding
- Passende boor: Nr. 2032 15

Kliksysteem

0304 . .  2 paar

0304 21
Zilver
Maat S

0304 01
Zilver
Maat L

0304 02
Roze
Maat L

0304 03
Bruin
Maat L

0304 04
Blauw
Maat L

0304 11
Zilver
Maat XL

Schroefstelsysteem

0305 . .  2 paar

0305 21
Zilver
Maat S

0305 01
Zilver
Maat L

0305 03
Bruin
Maat L

0305 11
Zilver
Maat XL



Passende schroeven: Nr. 0896 00, 0896 00TL en 0896 20
(lengte 4,0 mm, schroefdraad 1,0 mm) vindt u op pagina F 24.

Montagewerktuig voor beta-titanium padsteunen

- Voor het eenvoudig monteren van titanium padsteunen
- Licht prettig in de hand
- Maakt precisiewerken mogelijk

0304 00



Padsteunen voor kunststof monturen

Montageset padsteunen kunststof

- **Inhoud:** Gereedschap voor padsteunen, 4 verschillende padsteunen (elk 6 paar per kleur), passende boor (Nr. 2032 15) en neuspads (Nr. 0254 12)
- In handige box



0303 51  105 x 23,5 x 178 mm

Kunststof

0303 ..  4 paar



0303 01
Zwart



0303 02
Rookbruin



0303 03
Lichtblauw



0303 04
Transparant



0303 07
Rookgrijs

Montagewerktuig voor kunststof padsteunen

- Voor het eenvoudig monteren van kunststof padsteunen
- Licht prettig in de hand
- Maakt precisiewerken mogelijk



0303 00

Neusbruggen met padsteunen voor kunststof monturen



- Kliksysteem
- Montage door twee parallelle boringen van 1,0 mm
- Afstand tussen boringen: 12 mm
- Fixatie d.m.v. 2 pins aansluiting
- Kleur: Zilver

0306 02  2 stuks



- Schroefstelsysteem
- Montage door twee parallelle boringen van 1,0 mm
- Afstand tussen boringen: 12 mm
- Fixatie d.m.v. 2 pins aansluiting
- Kleur: Zilver

0306 01  2 stuks

Padsteunen voor metalen monturen



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Zilver

0288 01  10 stuks



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Goud

0288 02  10 stuks



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Zilver

0287 01  5 paar



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Goud

0287 02  5 paar



f&w

Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Zilver

0289 01  10 stuks

Speciale padsteunen



f&w

Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur/materiaal: Titanium

0288 03

10 stuks



f&w

Type/Inzetbaar:
„System 3“ und „System 3 Dash M“
Kleur: Zilver

0276 01

10 stuks



De passende neuspads vindt u op pagina F 6 bij Nr. 0276 11, 0277 11, 0279 11, 0279 21, 0279 31 en 0279 41.



f&w

Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur/materiaal: Titanium

0287 03

5 paar



Type/Inzetbaar:
Pads met klemsysteem
Kleur: Zilver

0299 01

5 paar



Type/Inzetbaar:
Pads met klemsysteem
Kleur: Goud

0299 02

5 paar



De passende neuspads vindt u op pagina F 13 bij Nr. 0243 02, 0243 03, 0243 12 en 0243 13.

F
19



Neuspaddkussen, padplaatjes



Verhoogt het draagcomfort
van kunststof monturen

Painex – neuspaddkussen assortiment

Voor vermindering van de neussteunbreedte.

Schuimrubber, zelfklevend, wit.

1 strip = 4 paar

Inhoud: 9 strips à 1,0 mm dikte

12 strips à 1,5 mm dikte

9 strips à 2,0 mm dikte

0739 00

Painex – neuspaddkussen

Per dikte.

1 strip = 4 paar

Inhoud: 12 strips

0739 10 1,0 mm

0739 15 1,5 mm

0739 20 2,0 mm



0,8 > 2,0 mm

Padplaatjes om te kitten

Asymmetrische padplaatjes om op kunststof monturen te kitten.

Als lijm is bv aceton Nr. 3173 00 geschikt.

Inhoud: 6 paar

0263 00 19 x 8 mm 0,8 > 2,0 mm



Zelfklevende neuspadkussen

Één kussen,
2 varianten

Neuspadkussen assortiment

Bestelnr. 0758 50

of per stuk:

Zelfklevende neuspadkussen

Bestelnr. 0758 01, 02, 03



5 minuten

Zo werkt het

Optie 1: Afsnijden

Montuur reinigen




Folie half verwijderen



Plakken



Afsnijden



Klaar




Optie 2: Omvouwen | Herhaal de stappen 1–3

Folie geheel verwijderen



Laatste eind omvouwen



Klaar



Neuspadkussen

Zelfklevende **siliconenfolie**.

Breedte: elk 7 mm

Inhoud: 10 paar

0758 01	Maat S	 19 mm	 2,0 mm
0758 02	Maat M	 19 mm	 2,4 mm
0758 03	Maat L	 19 mm	 2,7 mm



Neuspadkussen assortiment

Inhoud: elk 10 paar van Nr. 0758 01; 0758 02 en 0758 03

0758 50  30 paar



Vanwege achterlating van restanten van bijv. cosmetica, huidvet o.i.d. wordt wisselen na 3 tot 4 weken aanbevolen.



Neuspadkussen

Zelfklevende **siliconenfolie**.

Inhoud: 20 stuks

0748 13	 13 mm	 0,7 mm
0748 15	 15 mm	 0,7 mm
0748 17	 17 mm	 0,7 mm
0748 19	 19 mm	 0,7 mm

0748 23	 13 mm	 1,0 mm
0748 25	 15 mm	 1,0 mm
0748 27	 17 mm	 1,0 mm
0748 29	 19 mm	 1,0 mm



Bijna onzichtbaar

Neuspadkussen assortiment

Inhoud: elk 20 stuks van Nr. 0748 13; 0748 15; 0748 17 en 0748 19

0748 50  80 stuks

Neuspadkussen assortiment

Inhoud: elk 20 stuks van Nr. 0748 23; 0748 25; 0748 27 en 0748 29

0748 51  80 stuks

